

## (1) 醫師需要新增減 EEG 檢查的資料

選擇需要哪些功能

- (1)病患管理
- (2)醫生管理
- (3)EEG 檔案管理
- (4)共享患者檔案

患者基本資訊

Taiwan Cloud : 生理訊號共享與AI分析平台

登入醫生 : Tung  
ID : 3fcb9e936d44041

病患管理  
患者資訊查詢  
建立患者資訊

醫生管理  
醫生登入  
建立醫生帳號  
修改醫生資訊

檔案總管  
共同專案管理

系統設定  
登出

患者資訊查詢 × 患者資訊 - 羅傳勛 ×

ID: ed58062fc0b9468b

患者姓名: 羅傳勛

出生年月日: 2004-03-26

性別: 男

症狀: Fever, Fatigue

AGE: 25

Blood\_type: B

病史: 高血壓

有無脫鈣通: 有

健康狀況: 不良

測試單位: [測試1, 測試2]

其他: 遺尿管

家族病史: 糖尿病

量測事件

儀錶板

新增量測事件

新增患者資訊

檢查基礎資訊

EEG 類型

檢查地點

EEG 機器

電極配置

特殊電極(可選)

誘發程序(可複選)

病患狀態

技術員觀察紀錄

最後進食時間

最近癲癇發作時間(可選)

目前用藥(可選)

是否使用鎮靜助眠(可選)

選擇檔案

提交

- 「檢查基礎資訊」及「病患狀態」為下拉式選單，資料型態為文字(String)
- 在「選擇檔案」當中須提交 edf. 檔案，edf. 是一種包含基本檢查資料及EEG原始資料訊號

## (2) 按下「量測事件」後


The screenshot shows the 'Taiwan Cloud : 生醫數據共享與AI分析平台' (Taiwan Cloud : Biomedical Data Sharing and AI Analysis Platform) interface. The left sidebar contains navigation menus for '病患管理' (Patient Management), '醫生管理' (Doctor Management), '檔案總管' (File Manager), and '共同專案管理' (Shared Project Management). The main content area is titled '量測事件' (Measurement Events) and displays a list of events. A purple box highlights the first two items, and a purple arrow points from the second item to the text '按下其中一個「量測結果」' (Click one of the 'Measurement Results'). An orange arrow points from this text down to the next step.

量測事件	日期
20250427用藥評估 量測類型: 藥物	日期: 2025/04/27
20250227用藥評估 量測類型: 藥物	日期: 2025/02/27
20241227用藥評估 量測類型: 藥物	日期: 2024/12/27
20240710初次量測 量測類型: 藥物	日期: 2024/07/10


● 根據上傳的檔案系統分析的結果

(3) 按下其中一個「量測結果」後

## 以圖表統計以異常事件出現的時間以及類別



## 顯示edf. 當中原始 訊號的通 道圖



**按下之後開始  
載入報告**

- 以pdf的方式顯示出完整的資料

